

Folding Massage Table
Table de Massage Pliante

HB88516

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR




Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

EN

Precautionary Instructions


1. Maintain the table periodically. Make sure all screws are secure and the cable is not deteriorated or frayed. Make sure there is no cracks on the wooden structure.
 2. Do not overload the table beyond the recommended weight limit. This could result in serious injury to the user. This product is tested to hold a max working load of 441 lbs (200 kg).
 3. Do not use alcohol based cleaners when cleaning the PVC. This could cause damage to the PVC material. Use warm soapy water and wipe dry.
 4. Make sure when using the table that all four legs are at the same level. Using the legs at different levels can cause the table to be unstable and cause injury.
 5. Do not allow children to assemble or disassemble the massage table for you unless they are under supervision.
 6. Be careful when using sharp objects as they can pierce the covering. Keep the table's covering away from being contacted by the sharp items.
- Warning:** The loading capacity for the headrest cradle: 10.0kgs.



- | | | |
|-----------------------|------------------|--------------|
| 1. Handle | 2. Copper button | 3. End plate |
| 4. Rubber foot | 5. Cable | 6. Headrest |
| 7. Hanged armrest pad | 8. Face hole | |

Setting Up Your Table

Steps are as below:



1. Release the buckle.
2. Lay the table on its side with four rubber feet on the floor, open up the table with four legs extending as full as possible.
3. Take out all accessories.
4. Lift the table up until all legs are on the floor.
5. Put accessories into the corresponding outlets.
6. Release the side knob of the headrest cradle, and then press and fix it once the headrest is adjusted to the required position.
7. Now the table is ready for your use.

Re: The height of the table is adjustable. Turn off the knobs, take out the movable leg to adjust the height by choosing the holes on the movable leg, and put back onto the leg and then fasten the knobs firmly. Four legs should be done in the same way one by one and make sure all legs are adjusted into the same height level.

Disassemble and store the table



1. Lift up the backrest to the max and put down the backrest, lock the buckle.
2. Take out all accessories.
3. Lay the table flat with four rubber feet on the ground.
4. Put all accessories under the elastic strap under the top veneer.
5. Fold the legs on each end at angle inwards by pressing the corresponding support arms.
6. Fold the table up and lock the buckle.
7. Carry the table like suitcase by grasping the handle.

Warning: If the frame/legs/table structure is damaged in anyway, you should not use this table.

Using this table when damaged may cause harm or serious injury to you or your patient. You should seek repair immediately.

Warning card for the cables

While opening the massage table, please unfold the cables in a proper way, otherwise, the legs of the table will be broken and dangerous.

The right way to unfold the cables is as below:



The long and the short cables should be on a line.

The wrong way to unfold the cables is as below:




It is dangerous to wrap the cable around the wood tube.

FR

Instructions de Précaution

1. Entretenez la table périodiquement. Assurez-vous que toutes les vis sont bien fixées et que le câble n'est pas détérioré ou effiloché. Assurez-vous que la structure en bois ne présente pas de fissures.
2. Ne surchargez pas la table au-delà de la limite de poids recommandée. Cela pourrait entraîner des blessures graves pour l'utilisateur. Ce produit est testé pour supporter une charge de travail maximale de 441 lbs (200 kg).
3. N'utilisez pas de nettoyants à base d'alcool pour nettoyer le PVC. Cela pourrait endommager le matériau PVC. Utilisez de l'eau chaude savonneuse et essuyez.
4. Lorsque vous utilisez la table, assurez-vous que les quatre pieds sont au même niveau. L'utilisation des pieds à des niveaux différents peut rendre la table instable et provoquer des blessures.
5. Ne laissez pas les enfants monter ou démonter la table de massage à votre place, à moins qu'ils ne soient sous surveillance.
6. Faites attention lorsque vous utilisez des objets tranchants car ils peuvent percer le revêtement. Veillez à ce que le revêtement de la table ne soit pas touché par les objets tranchants.

Remarque : Capacité de poids du berceau de l'appui-tête : 10,0 kg.



1. Poignée

2. Bouton en cuivre

3. Plaque d'extrémité

4. Pied en caoutchouc

5. Câble


6. Appui-tête

7. Coussin d'accoudoir suspendu

8. Trou de visage

Installer Votre Table

Les étapes sont les suivantes :



1. Relâchez la boucle.
2. Posez la table sur le côté avec quatre pieds en caoutchouc sur le sol, ouvrez la table avec quatre pieds s'étendant le plus possible.
3. Sortez tous les accessoires.
4. Soulevez la table jusqu'à ce que tous les pieds soient sur le sol.
5. Mettez les accessoires dans les sorties correspondantes.
6. Relâchez le bouton latéral du berceau de l'appui-tête, puis appuyez et fixez-le une fois que l'appui-tête est ajusté à la position requise.
7. La table est maintenant prête à être utilisée.

Re : La hauteur de la table est réglable. Désactivez les boutons, sortez le pied mobile pour régler la hauteur en choisissant les trous sur le pied mobile, et remettez-le sur le pied, puis fixez fermement les boutons. Les quatre pieds doivent être réglés de la même manière, un par un, et assurez-vous que tous les pieds sont réglés à la même hauteur.

Démonter et Ranger la Table



1. Soulevez le dossier au maximum et reposez le dossier, verrouillez la boucle.
2. Sortez tous les accessoires.
3. Posez la table à plat avec quatre pieds en caoutchouc sur le sol.
4. Placez tous les accessoires sous la sangle élastique située sous le placage supérieur.
5. Pliez les pieds de chaque extrémité en angle vers l'intérieur en appuyant sur les bras de support correspondants.
6. Rabattez la table vers le haut et verrouillez la boucle.
7. Transportez la table comme une valise en saisissant la poignée.

Avertissement : Si le cadre/les pieds/la structure de la table sont endommagés de quelque manière que ce soit, vous ne devez pas utiliser cette table.

L'utilisation de cette table lorsqu'elle est endommagée peut entraîner des dommages ou des blessures graves pour vous ou votre patient. Vous devez immédiatement demander une réparation.

Carte d'avertissement pour les câbles

Lors de l'ouverture de la table de massage, veuillez déplier les câbles de manière appropriée, sinon les pieds de la table seront cassés et dangereux.

La bonne façon de déplier les câbles est la suivante :



Les câbles longs et courts doivent être alignés.

La mauvaise façon de déplier les câbles est la suivante :



Il est dangereux d'enrouler le câble autour du tube en bois.

EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.